




Laboratory digital scale with density kit

- The measuring accuracy of 1 and 0.1 mg (0.001 and 0.0001 gram)
- Included with a display screen with background light and high resolution
- With the ability to install a density measurement kit
- Equipped with an analytical glass chamber
- Ability to weigh from below of the scale with RS232C port
- With internal (automatic) and external (manual) calibration models

Trinocular microscope with soot dispersion measurement software

- Investigating the distribution of soot, pigments and mineral fillers according to ISO 18553 standard.
- Determination of dispersion and distribution of carbon black and filler in plastics, determination of grade in soot dispersion and particle size distribution
- A photomicroscope is used to measure the dimensions of filler particles or glass fibers in polymers. These microscopes have three optical eyes and is provided with a high-resolution camera and related software along with a sample preparation tool
- Included with a distribution software with the ability to average over 6 tests
- With software lock and unlimited use
- Designed in accordance with the ISO 18553 soot dispersion standard



موازين رقمية مختبرية مزودة بمجموعة قياس الكثافة لقياس الكثافة

- بدقة قياس 1 و 0.1 ملجم (0.001 و 0.0001 جرام)
- يحتوي على شاشة عرض بخلفية مضيئة ودقة عالية
- مع إمكانية تركيب أدوات قياس الكثافة
- تحتوي على وعاء زجاجي تحليلي
- مع إمكانية الوزن من تحت الميزان بمنفذ RS232C
- يحتوي على نماذج معايرة داخلية (تلقائية) وخارجية (يدوية)

مجهر ثلاثي العيون مزود بكاميرا وبرنامج قياس تشتت السخام

- للتحقق من توزيع أسود الكربون والأصباغ والحشوات المعدنية طبقاً لمعيار ISO 18553.
- تحديد تشتت وتوزيع أسود الكربون والحشو في البلاستيك، وتحديد درجة تشتت أسود الكربون وتوزيع حجم الجسيمات
- يستخدم المجهر الضوئي لقياس أبعاد جزيئات الحشو أو الألياف الزجاجية في البوليمرات. تحتوي هذه المجاهر على ثلاث عيون بصرية ويتم تزويدها بكاميرا عالية الدقة والبرامج ذات الصلة بالإضافة إلى أدوات تحضير العينات.
- لديه برنامج توزيع مع القدرة على إجراء ما يزيد عن 6 اختبارات في المتوسط
- لديه قفل البرنامج واستخدام غير محدود
- طبقاً لمعيار تشتت السخام ISO 18553